

Single-use safety lancet - druk geactiveerd

Deze single-use safety lancetten zijn nagenoeg pijnloos voor de cliënt en eenvoudig in gebruik. Volg onderstaande stappen om een capillaire meting uit te voeren. Na gebruik conform richtlijnen de lancet afvoeren.



Stap 1: Dop verwijderen



Draai de dop van de lancet

Stap 2: Lancet activeren



Plaats de lancet op de vinger, zet druk om de naald te activeren

De bloeddruppel

Nadat de vingerprik is uitgevoerd verschijnt de bloeddruppel, zorg voor voldoende bloed. Gebruik een capillaire pipet om de druppel op te zuigen en vervolgens op te brengen op de teststrip.



Lancetten bestellen

Deze lancetten kunnen besteld worden door:

- Via onze website: www.hestia-csc.com
- Te mailen naar: sales@hestia-csc.com
- Te bellen naar: 053 - 203 20 60