

Afname keelwab

Doel:

In dit voorschrift staat de werkwijze beschreven ter ondersteuning voor de afname van een keelwab bij personen die mogelijk verdacht zijn voor SARS-Cov-2 of in contact geweest zijn met personen waarbij het Corona virus is vastgesteld.

Benodigheden:

Keelwab
Persoonlijke beschermingsmiddelen: <ul style="list-style-type: none">○ Mondmasker○ Schort○ Spatmasker○ Handschoenen
Tongspatel

Werkwijze:

Voorbereiding afname keelwab:

Zorg voor het juiste gebruik van persoonlijke beschermingskleding. Zie hiervoor het protocol hygiëne en desinfectie.

Afname keelwab:

- Haal de swab uit de verpakking.
- Zorg dat het hoofd iets naar achter gebogen is en vraag de cliënt om aahh te zeggen. (lukt dit niet gebruik een tongspatel.)
- Plaats de swab tegen de achterwand van de keel voorbij de huig en strijk 2 tot 3x met een draaiende beweging tegen de achterwand van de keel, doe dit zowel aan de linker- als rechterkant of in 1 beweging in de vorm van een M.
- Strijk bij het terug halen van de swab lang het wangslimvlies.
- Stop de swab in het daarvoor bestemde flesje/buisje en volg de procedure voor de desbetreffende uit te voeren test



Referenties:

Bijsluiter:

- NADAL COVID-19 Ag test